



KS-13



KS-25

Apparecchi inox per uso con siringhe



- * Sterilizzabili con procedure standard compresa l'autoclave
- * Attacco per siringhe con Luer Lock, uscita del tipo Luer Slip
- * Si chiudono con sicurezza, due chiavi sono comprese

APPLICAZIONI

- * Sterilizzazioni o chiarificazioni di piccoli volumi, come liquidi oftalmici e fotorealist
- * Chiarificazione di soluzioni torbide come il siero
- * Purificazione di soluzioni con virus

▶▶ DATI TECNICI

	KS-13	KS-25
Codice	245030	245130
Materiali		
Corpo e setaccio supporto	acciaio inox Aisi 304	
Guarnizione	PTFE	
O-ring	PTFE	
Per il collegamento		
Lato ingresso	Luer Lock	
Lato uscita	Luer Slip	
Volume morto interno	0,2 ml	0,4 ml
Pressione		
All'ingresso	7,0 bar	7,0 bar
Differenziale	3,0 bar	3,0 bar
Tipo di membrana		
Diametro	13 mm	25 mm
Diametro del prefiltra	8 mm	21 mm
Area di filtrazione	0,9 cm ²	3,8 cm ²
Dimensioni		
Diametro	16 mm	32 mm
Lunghezza	39 mm	36 mm



Parti di ricambio

	KS-13	KS-25
1 Lato ingresso	245031	245131
2 O-ring (PTFE)	245034	245134
3 Setaccio inox Aisi 304	245033	245133
4 Guarnizione in PTFE	245032	245132
5 Lato uscita	245035	245135
6 Chiavi di serraggio	245139	245139