

### 3.6 - Speciale per sostituzione elettrodo in loco

#### PRESS-786-FM/SS con portaelettrodo retraibile

Questa sonda in acciaio inox AISI 316L è appositamente studiata per il montaggio su fermentatori, reattori o recipienti tramite un bocchettone saldato su una parete con un'inclinazione positiva di 15° oppure sulla controflangia di un bocchello saldato su una tubazione. L'elettrodo è protetto da una gabbia per la sua protezione da colpi accidentali o corpi in sospensione.

La fuoriuscita manuale del portaelettrodo provoca la chiusura verso il fermentatore permettendo la verifica o sostituzione dell'elettrodo, la sua sterilizzazione e la reintroduzione in qualsiasi momento del lavoro.

Codice: 4578600



#### PRESS-786-FCM/SS con portaelettrodo retraibile

Questa sonda è simile alla precedente ma si differenzia per il tipo di attacco che è a T-Clamp sanitario 1, 1/2" con morsetto, su bocchettoni con T-Clamp.

Codice: 4578610



Press 786-FM/SS



Sonda Press 786-FM/SS inserita in un fermentatore



Sonda Press 786-FM/SS in posizione di estrazione dell'elettrodo

#### Accessori per il tipo 786-FM/SS

4570617 - 4570615 - 4570612 - 4570611 (vedere a pag.14)

#### Accessori per il tipo 786-FCM/SS

4571617 - 4571615 - 4571612 - 4571611 (vedere a pag.15)